



Name : ..... Signature : ..... Date : ..... / ..... / .....

Ink color:  BLACK

BR3021037

REF R5C4476

**Baxter****cze Odběrový vak na vzorky pro cycler****Popis**

Tento vak je určen pro odběr vzorku dialyzátu ze setů pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter a je určen pro použití s produkty s konektorem luer.

**Sterilní**, apyrogenní dráha tekutiny.

Tento produkt neobsahuje přírodní kaučukový latex.

**Varování: Použijte aseptickou techniku. Kontaminace jakékoli části dráhy tekutiny může vést k peritonitidě.**

Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno nebo pokud nejsou ochranné kryty hrotů na svých místech.

Nepoužívejte opakovaně.

Opakované používání či zpracování jednorázového zdravotnického prostředku může vést k jeho kontaminaci či narušení funkčnosti a strukturální integrity.

Obsahuje ftaláty nebo stopy ftalátů: bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).

Opakované či dlouhodobé výkony s použitím tohoto produktu mohou u pacientů vést ke zvýšení úrovně expozice ftalátů. U potencionálně citlivých pacientů, jako např. novorozenců mužského pohlaví a kojících či těhotných žen, je potřebné postupovat obzvlášť opatrně.

Pokud nelze vypouštění provést, obraťte se na svého lékaře.

Mnohé dialyzační produkty dodávané ostatními výrobci se používají s vybavením nebo spotřebním materiálem společnosti Baxter Healthcare Corporation. Společnost Baxter nemá možnost kontroly variability, tolerancí, mechanické pevnosti nebo změn u těchto výrobků, k nimž by občas mohlo dojít. Proto společnost Baxter nemůže zajistit, že budou dialyzační výrobky jiných výrobců po připojení k jejím výrobkům fungovat bezpečně a spolehlivě.

**Návod k použití: Použijte aseptickou techniku**

1. Uzavřete tlačky na hadičkách výpustného vaku a setu, který se připojuje.
2. Použijte aseptickou techniku dle místních klinických doporučení a školení.
3. Sejměte kryt hrotu na výpustném vaku.
4. Sejměte kryt hrotu nebo rozpojovací čepičku z hadičky setu a okamžitě jej připojte k výpustnému vaku otáčením konektorů ve směru hodinových ručiček, dokud úplně nedosednou.
5. Aby se vak naplnil, otevřete tlačky na hadičce výpustného vaku a hadičce setu.
6. Po naplnění vaku uzavřete tlačky a výpustný vak otáčením odpojte od konektorů. Pokud používáte odpojovací transfer set, okamžitě nasadte na set novou odpojovací čepičku.

Poznámka: Bezpečnost všech připojení má být zkontrolována před zahájením toku tekutiny.

Postupujte dle návodů k použití setů, které používáte s tímto produktem.



Obsahuje ftaláty nebo stopy ftalátů: bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)



Sterilní dráha tekutiny. Sterilizováno etylén oxidem.



Pokud je balení poškozeno, výrobek nepoužívejte.

BR3021037



Apyrogenní dráha tekutiny



Nepoužívejte opakovaně.



Viz návod k použití



Výrobce



Skladujte při pokojové teplotě



Tento produkt neobsahuje přírodní kaučukový latex.

Baxter is a registered trademark of Baxter international Inc.



**Baxter Healthcare SA**  
8010 Zurich, Switzerland

**Baxter Healthcare Corporation**  
Deerfield, IL 60015 USA

**Baxter Healthcare Corporation**  
1900 N Highway 201  
Mountain Home, AR 72653-2497 USA  
**Made in USA**

